

# ESTETOSCOPIO LITTMANN



El estetoscopio 3M Littmann<sup>®</sup> Classic III es la nueva versión de la línea Classic, inspirada para ayudar a millones de profesionales médicos a desempeñar su profesión con excelencia. Trae consigo nuevo diseño, materiales y tecnología a la gama de estetoscopios Littmann<sup>®</sup>.

El nuevo estetoscopio Littmann<sup>®</sup>. Classic III le ofrece:

- **Alta sensibilidad acústica** para la realización de valoraciones generales.
- **Diafragmas de doble frecuencia** en el lado pediátrico y en el lado de adultos.
- **Membrana de una sola pieza** que es fácil de colocar y de limpiar por la suavidad de su superficie sin fisuras.
- **Tubo de nueva tecnología** con mayor durabilidad y menor probabilidad de desteñirse. Resistente a aceites corporales y alcohol.

## Especificaciones

- Longitud 69cm
- Peso 150g
- Desempeño acústico 7

## Características

- Monitorea y evalúa una amplia gama de pacientes. Detecta sonidos y ritmos normales y anormales.
- Útil en entornos de atención no crítica, como consultorio médico, sala general, obstetricia / ginecología, clínica ambulatoria o atención de urgencia
- Divertido y vibrante; combina el color y termina con tu personalidad
- Diseñado para usar con pacientes adultos y pediátricos
- Campana de acero inoxidable de doble cara sintonizable con campana abierta o cerrada
- Funda de campana sin enfriamiento para mayor comodidad del paciente



## Presentación

Caja por unidad