

# Adhesivo tisular - Histoacryl



Histoacryl<sup>®</sup> es un líquido estéril que actúa como adhesivo tisular y también permite la escleroterapia de varices esofágicas y de fundus gástrico.

## Indicación

- **Cierre de heridas:** cierre de heridas cutáneas sin tensión (se incluyen incisiones quirúrgicas limpias e incisiones de cirugía mínimamente invasiva), y laceraciones completamente limpias inducidas por un trauma.
- **Escleroterapia:** escleroterapia de grandes varices esofágicas o del fundus.
- **Fijación de mallas:** fijación de mallas en cirugía herniaria, especialmente en cirugía de la hernia inguinal (abierta o laparoscópica).

## Almacenamiento

- Histoacryl<sup>®</sup> debe almacenarse a una temperatura ambiente inferior a 22°C.
- No debe utilizarse después de su fecha de caducidad.
- Debe utilizarse directamente después de abrir el envase, siempre que éste esté integro.



**Presentación**  
Empaque individual  
Caja por 5 unidades