

BOLSA DE ORINA FLEXICARE



Se utiliza principalmente en pacientes que se han sometido a una operación y están equipados con un catéter urinario. La bolsa postoperatoria flexicare está diseñada para pacientes con un sistema inmunológico debilitado que requieren una bolsa de drenaje estéril con la máxima protección contra el riesgo de infección ascendente.

Características

- **Conexión segura:** Nuestro conector escalonado ofrece una conexión segura y fiable a los catéteres.
- **Puerto de muestra sin aguja:** El puerto de muestra sin aguja elimina el riesgo de lesiones por pinchazo de aguja.
- **Colgador de bolsas integral:** La percha puede ajustarse con seguridad a cualquier cama. El tubo de entrada se mantiene en posición para permitir el flujo directo a la cámara de goteo.
- **Válvula de no retorno:** La bolsa F4 Plus está equipada con una segunda válvula antirretorno que evita que el contenido de la bolsa regrese a la cámara de goteo, eliminando el reflujo y proporcionando un flujo direccional de fluidos.
- **Filtro hidrofóbico:** El filtro hidrofóbico evita que el aire se acumule en la bolsa sin permitir el paso de proteínas o fluidos.

Almacenamiento

- Duración del producto: según fecha indicada en envase
- Mantener a $T^{\circ} < 30^{\circ}C$
- No exponer a luz solar directa



Presentación

Empaque por unidad