

# RECIPIENTE PARA RESIDUOS DE CARTÓN

Manipule de forma segura los residuos hospitalarios que estuvieron en contacto con pacientes o agentes infecciosos, mientras cumple con la Norma Técnica de Salud de DIGEMID. Almacene, transporte y deseche los residuos generados en su clínica, hospital, veterinaria, centros de estética o laboratorio con el contenedor de punzocortantes. El recipiente para desechos biológicos infecciosos se utiliza para contener las agujas hipodérmicas, jeringas, pipetas, bisturís, placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres con aguja y otros objetos de vidrio enteros o rotos que pueden causar heridas e infecciones. Por lo tanto, deben manipularse con mucho cuidado.

## Características

- Fabricada en material altamente resistente. Resistente a perforaciones, por tanto evita que los objetos punzocortantes puedan salir
- Se mantiene vertical y estable durante el uso
- A prueba de fugas
- Cuenta con las etiquetas apropiadas para advertir sobre los desechos peligrosos en el interior
- Símbolo de bioseguridad visible en ambas caras del depósito o recipiente de los residuos punzocortantes.
- Capacidad 7 litros



## Recomendaciones de uso

- En primer lugar, evite llenar demasiado el recipiente para objetos punzocortantes.
- En cambio, cuando el recipiente esté lleno a 3/4 de su capacidad, siga los lineamientos para descartar correctamente los residuos hospitalarios.
- No intente incluir un objeto punzocortante a la fuerza en el recipiente para residuos biológicos peligrosos. Del mismo modo, tenga cuidado y preste atención al alojar los desechos hospitalarios en el recipiente.
- Jamás introduzca la mano en una caja para objetos punzocortantes.
- De ningún modo abra, vacíe ni vuelva a utilizar un contenedor de residuos hospitalarios.



## Presentación

Empacado en unidad