

# TUBO ENDOBRONCUIAL



Todos los tubos endobronquiales Rüsç se caracterizan por su alta calidad de fabricación. Están hechos de materiales termoplásticos muy flexibles. Gracias a sus características especiales, como la forma especial del balón bronquial de los modelos de intubación derecha o izquierda, los tubos endobronquiales Rüsç son tanto seguros como agradables para el paciente.

Entre otra características se incluye la excelente proporción entre el D.I. y D.E., así como los marcadores de rayos X continuos y los indicadores de rayos X especiales en la zona del balón.

## Precauciones

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.
- Desechar el producto una vez utilizado

## Componentes

- Tubo de PVC transparente, siliconizado, termosensible, de doble lumen, con conectores universales, balón traqueal transparente de baja presión y balón bronquial azul de baja presión, demarcado, balones testigo con válvula luer, radiopaco; con estilete para intubación.
- Llave para conectores.
- Conectores en ángulo recto para succión, giratorios 360°.
- Conector en "Y".
- Sonda de aspiración de silicona con control de succión.

## Presentación

Empacado en unidad estéril  
Izquierdo y derecho: 26Fr, 28Fr,  
35Fr, 37Fr, 39Fr y 41Fr.