



UNIMEDIC[®]
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

TROCAR RETRÁCTIL DESECHABLE



Trocar Geyi de un solo uso puede funcionar con instrumentos médicos laparoscópicos de 5 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm. La cánula está diseñada con ondas en zigzag, lo que garantiza la estabilidad del surgon y la mínima herida en el cuerpo. Utilizado para transportar gas CO2 en la cavidad abdominal en cirugía laparoscópica. Establece un acceso entre el endoscopio y los instrumentos quirúrgicos cuando los dos ingresan y salen de la cavidad abdominal en la cirugía endoscópica.

Características

- Condición biológica: Estéril, hipoalergénico, atóxico y biocompatible.
- Doble seguro a prueba de aire.
- Diseño de cánula roscada que minimiza el trauma en la piel
- La punta retráctil posee una cuchilla fina y afilada que hace que la herida sea pequeña y de rápida cicatrización.
- Desechable para disminuir riesgo de infecciones en piel y tejidos blandos.
- Diseño ergonómico para un manejo más confortable.
- Diseño desmontable y de fácil extracción.

Especificaciones

- **Contenido:** 1 pieza de cánula con llave de paso.
1 pieza de obturador con punta dilatadora
- **Componentes:** Cánula con llave de paso - policarbonato, Acrilonitrilo butadieno estireno. Obturador- PC, acero inoxidable, PC
- **Esterilidad:** óxido de etileno residual
- **Biológicas:** no tiene hipersensibilidad del tipo retardado y no hay irritación intradérmica



Presentación

Caja por una unidad