

# SAF-GEL gel hidratante con alginato



Es un Apósito en gel con Alginato para heridas dérmicas, diseñado para promover un ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización de heridas.

## Beneficios

- Hidratación del tejido seco: Penetrando en el lecho de la herida e hidratándolo para favorecer el desbridamiento autolítico; remoción del tejido necrótico de forma natural selectiva.
- Medio Ambiente Húmedo: Propicio para favorecer la promoción y formación del tejido de granulación y epitelización.
- Mantiene el Ph ligeramente ácido (5,0 – 6,0):
- Reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano.
- Gel hidratante de alta cohesividad:
- Fácil de aplicar.
- Absorción de exudado: Propiedad se la da la Carboximetilcelulosa y alginato de sodio y calcio.
- El producto Saf-Gel es estable hasta por 29 días.

## Composición

Trietanolamina NF, Propilen Glicol USP, DMDM Hidantoina, Sorbato de Potasio NF, Acido Bórico NF, Carboximetilcelulosa de Sodio USP, Alginato de Sodio y Calcio, Carbomero 940 NF y Agua purificada USP.

## Especificaciones

- Marca: Convatec
- Modelo: Saf Gel
- Cantidad: 85 grs
- Certificaciones: ISO13485



## Presentación

Caja por 1 unidad