

BOLSA DE ORINA DESCARTABLE



Es un sistema de drenaje urinario estéril colocado a pacientes que se les debe controlar el volumen o calidad de orina o en aquellos que presentan alguna disfunción en la excreción normal de la orina, o que hayan sido sometidas a alguna intervención quirúrgica.

Características

- Es una bolsa de orina descartable fabricada en PVC de grado médico y libre de látex.
- Posee válvula de retención.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Cuenta con líneas de graduación claramente impresas.
- Posee conexiones seguras y tubo de drenaje suave y flexible.

Precauciones

- No usar si el empaque está abierto o dañado.
- No estéril.
- Libre de látex.
- Desechar después de usar.

Almacenamiento

- El producto debe ser almacenado a una temperatura ambiente
- Colocados en parihuelas.
- Evitar la luz solar.
- Apilar no más de 8 cajas.



Presentación

Empacados en unidades
De 1000 ml y 2000 ml