

MÁSCARA NEBULIZADORA



El Nebulizador ha sido diseñado para dispensar la medicación con el máximo de eficacia terapéutica. Sus características principales son: regulación del tamaño de partículas y del tiempo de nebulización, para ajustarlo a las distintas terapias. La máscara nebulizadora tiene las siguientes funciones:

Broncodilatadora: Cuando se coloca en el vaso nebulizador un medicamento (broncodilatador) y éste se vaporiza junto con el oxígeno actuando más rápido y eficazmente debido a que la vía de administración es más directa. (Vía respiratoria), y no se espera la acción más lenta por vía oral o intravenosa.

Fluidificadora: Cuando se coloca en el vaso nebulizador suero y éste se vaporiza junto al oxígeno, favorece el desprendimiento de las flemas.

Componentes

- 01 Máscara.
- 01 Acople alargador.
- 01 Manguera que se conecta, por un lado a la máscara y por otro lado a la salida de oxígeno.
- Sistema "Posizone" que garantiza concentricidad de flujo al 100%.

Características

- Empaque individual de rápida apertura manual.
- Aséptica o Estéril según requerimiento.
- De forma anatómica con bordes atraumáticos.
- Perfecta adaptación a la cara del usuario.
- Clip metálico ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico ajustable a la cabeza.
- Fabricado en PVC atóxico transparente y flexible.
- Hipoalergénico.
- Frasco nebulizador con capacidad de 0.8 cc.
- Nebulizador de flujo central.
- Conexión hermética de la máscara con el frasco nebulizador.
- Garantizada concentricidad de flujo al 100%.



Presentación

Empaque por 1 unidad
Adulto, Pediátrico y Neonatal