

CATÉTER ARTERIAL RADIAL



Componentes

- Cateter de Poliuretano 20 Ga x 3.81 cm
- Guía 0,46 mm (0,18"). Punta recta con guía integrada.
- Aguja de inserción de 21 Ga x 6.35 cm

Beneficios

- Apto para reflujos de sangre rápidos.
- Recubrimiento hidrofílico simplifica la colocación.
- La aguja de inserción permite visualización para confirmar la posición arterial.
- El diseño de la guía de Seldinger acortada simplifica el manejo y permite la inserción con una sola mano.

Indicaciones de uso

Antes de usar el dispositivo lea todas las advertencias, precauciones e instrucciones en el paquete. El no hacerlo, puede tener consecuencias de lesiones graves para el paciente o la muerte.

Precauciones

- No altere el catéter, la guía ni ningún otro componente del kit o el equipo durante la inserción, el uso o la retirada.
- El procedimiento debe ser realizado por personal especializado con buen conocimiento de los puntos de referencia anatómicos, las técnicas más seguras y las posibles complicaciones.
- Tome las precauciones habituales y siga las normas y los procedimientos establecidos del centro.
- Algunos desinfectantes utilizados en el lugar de introducción del catéter contienen disolventes que pueden debilitar el material del catéter. El alcohol, la acetona y el polietilenglicol pueden debilitar la estructura de los materiales de poliuretano. Estos agentes también pueden debilitar la unión adhesiva entre el dispositivo de estabilización del catéter y la piel.



Presentación

Caja de 25 unidades