

VENDA DE ALGODÓN



Producto para tratamiento traumatológico como vendaje base antes del enyesado.

Evita exudaciones típicas en enyesamientos prolongados. De fácil manipulación y adecuada resistencia a la tracción, ambas superficies de la venda permite mejor adherencia entre capa y evita formación de pliegues, adecuada circulación de aire entre el algodón y la piel gracias a su estructura no tejida, evitando escaras u otras heridas, suave y confortable al tacto.

Indicaciones de uso

Enrolla la venda de algodón en la parte del cuerpo a enyesar, generando dos capas.

Precauciones

- No usar si el empaque está abierto o dañado.
- No estéril.
- De un solo uso.
- Desechar después de usar.

Almacenamiento

- No almacenar a condiciones extremas de temperatura y humedad.
- Almacenar en lugar fresco y seco
- Evitar la exposición a la luz solar directa



Presentación

Empacados en unidades
Medidas: 4" x 3yd / 6" x 3yd