


# Catéter umbilical



Sonda del catéter en PVC (sin DEHP), radiopaco y transparente, para ser utilizado por vía venosa o arterial (medida de presión, perfusión, administración de fármacos, tomas de muestra de sangre, exanguíneo transfusión...)

## Indicaciones de uso

- **Los catéteres venosos umbilicales se utilizan para:**

Nutrición parenteral y administración de fluidos  
Administración de medicamentos  
Muestra de sangre venosa  
Transfusión de sangre o productos sanguíneos  
Exanguinotransfusión

- **Los catéteres arteriales umbilicales se utilizan para:**

Muestra de sangre arterial  
Medición de la presión arterial  
pH de la sangre y análisis de gases en sangre  
Administración de medicamentos y fluidos

## Características

- **Conector Luer-lock:** Conexión eficiente
- **Catéter radiopaco:** Control de catéter, colocación con rayos X
- **Marcado numérico cada cm:** Fácil comprobación de la longitud de catéter insertado
- **Punta roma en la parte distal:** Inserción traumática  
Preservación de la vena



## Presentación

Tallas disponibles: 3,5\* - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Fr