

TIRAS REACTIVAS



TIRAS REACTIVAS para usar con equipo de glucometría OneTouch Ultra, las tirillas complementan el sistema de monitoreo. Las tiras reactivas Tiras reactivas OneTouch Ultra cuentan con el sistema exclusivo DoubleSure, el cual mide los niveles de glucosa dos veces. Con el fin de garantizar un resultado confiable y seguro. Para estar doblemente seguro. Además, la tecnología Fast Draw absorbe la muestra de sangre de forma inmediata y sencilla.

Características

- De un único uso, no reutilice la tira reactiva sobre la que se haya aplicado previamente sangre.
- Dos mediciones en una misma tira gracias a la tecnología Double Sure.
- La tecnología Fast Draw absorbe la muestra de sangre de forma inmediata.
- La tecnología Fast Draw[®] absorbe la muestra de sangre de forma inmediata.
- Funcionan con todos los medidores de la línea OneTouch[®] Ultra[®].
- La ventana de confirmación indica cuando la cantidad de sangre en la muestra es suficiente.
- Eliminan el riesgo de obtener resultados falsos elevados en presencia de azúcares que podrían interferir con tus resultados.

Precauciones

- Mantenga las tiras a temperatura inferior a 30° C y en su envase original.
- No refrigerar ni almacenar bajo luz solar directa.
- Mantener la tapa del frasco bien cerrado para evitar que la humedad afecte las tiras. Las tiras reactivas pueden ser utilizadas hasta 6 meses después de su apertura.
- Un almacenamiento inadecuado o el uso de tiras pasada la fecha de vencimiento podría poner generar resultados incorrectos en su medidor de glucosa.



Presentación

Caja por 50 unidades