

CATÉTER PARA CANALIZACIÓN ENDOVENOSA DOBLE LUMEN



Producto diseñado para la administración de nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares, infusión de drogas vasoactivas, soluciones intravenosas, en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado, pacientes con enterocolitis necrotizante (NEC), pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías que requieran ayunos prolongados, pacientes con alteraciones metabólicas.

Especificaciones

- Marcaciones centimetradas y punta pintada para verificar una correcta colocación y la extracción total del catéter.
- Dimensiones y lúmenes adecuados para recién nacidos de muy bajo peso y prematuros extremos.
- El doble lumen facilita la administración de soluciones incompatibles.
- Permite la administración de soluciones hiperosmolares.
- Introducitor pelable con ojo lateral que facilita la detección del retorno sanguíneo.
- Información de calibre y longitud. Unión segura, con superficie de apoyo óptima para fijación.
- La medida de 1,0 FR no incluye introducitor pelable.
- Rápida apertura. Manipulación segura. Apto para uso sobre campo estéril

Componentes

El set incluye: cinta métrica descartable, pinza metálica, lazo hemostático de silicona, conector needle free e introducitor pelable.

Presentación

Código	Calibre (FR)	Exterior x Interior (mm)	Longitud (cm)	Flujo (ml/min)
581-02-20-D	2,0	0,64 X (0,20x2)	20	2x4,0
581-02-30-D	2,0	0,64 X (0,20x2)	30	2x3,0