

ANILLO RETRACTOR DE HERIDAS

Anillo retractor de heridas para incisión quirúrgica en cirugía gastrointestinal mínima invasiva de 2 a 6 cm. Su diseño permite una tracción uniforme de la herida y evita la contaminación de la superficie, de los cirujanos y del ambiente de la sala de operaciones.

El separador es una estructura con forma de cubeta que consta de dos anillos elásticos y un canal de membrana impermeable que tiene una función de conexión y soporte. Entre sus principales funciones está la de evitar la contaminación directa de los residuos líquidos, que contienen células tumorales y microorganismos patógenos; así como flexibilizar la zona para expandir la incisión y maximizar el campo quirúrgico.

Este diseño permite una protección de la herida de 360 grados, ya que permite una exposición y retracción atraumática circunferencial. Ello supone que se exponga la incisión al máximo para proporcionar un campo quirúrgico claro. Igualmente, protege la incisión contra daños, y mejorar la calidad de la cirugía. Con todo ello se consigue reducir el tiempo de la cirugía y por lo tanto el tiempo que el paciente debe permanecer sedado.

Además, aísla el sitio de la incisión de las vísceras abdominales para reducir la complicación postoperatoria.



Características

- Retracción traumática y disminución significativa de la infección de la herida.
- Proporciona una exposición máxima.
- Mantenga la humedad en la incisión y minimice el daño al tejido.
- Prevenir eficazmente la hemorragia por incisión.
- 360° de circunferencia.
- Prevenir la infección de la incisión.
- Prevenir la transferencia de la incisión tumoral.
- Prevenir la ambustión de la incisión



Presentación
Caja por 1 unidad