

# TUBO DE ASPIRACIÓN ESTÉRIL



Los instrumentos de aspiración están destinados a realizar la limpieza de las estructuras anatómicas que necesitan ser despejadas de toda sangre que desborda y dificulta la comodidad y visión del cirujano en la intervención quirúrgica.

Tubo de aspiración fabricado en policloruro de vinilo (PVC) de grado médico, drapeado con conectores universales en ambos extremos, transparente, lo que permite visualizar perfectamente el material biológico aspirado. Interior estriado anticolapso. Incluye terminales cónicas estándar flexibles para una óptima adaptación. Recomendado para la aspiración secreciones y fluidos del paciente, gases y líquidos.

## Características

- Presenta una línea azul de identificación, además de un conector cónico estriado en ambos extremos.
- Producto hecho de PVC atóxico y libre de látex.
- Tubo esterilizado en óxido de etileno
- Aspira eficientemente las secreciones internas del paciente.
- Es transparente, resistente, flexible.

## Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en un lugar limpio, seco y protegido de la luz. Evitar frío y calor excesivos.

## Precauciones

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido
- Desechar el producto una vez utilizado



## Presentación

Empaque por unidad