

Vendas de acrílico

Fabricado con tejido en fibra de vidrio impregnado con resina de poliuretano. Presentado en forma de vendajes para la formación de soportes y moldes traumatológicos protectores de fracturas óseas, de lesiones de músculos o de ligamentos. También para casos ortopédicos y quirúrgicos que requieren inmovilización. Su exposición al agua inicia un proceso químico que permite la formación del molde traumatológico y su posterior endurecimiento al cabo de 3 – 4 minutos.

Precauciones

- No usar si el empaque está abierto o dañado.
- No estéril.
- De un solo uso.
- Desechar después de usar.

Condiciones de almacenamiento

- El producto debe ser almacenado de 15-30°C y la
- humedad debe ser menor a 60% HR.
- Colocados en parihuelas.
- Evitar la luz solar.
- Apilar no más de 5 cajas.



Presentación

Medidas: 2" x 4yd, 3" x 4yd, 4" x 4yd, 5" x 4yd
Colores: Azul, Blanco y verde