



SONDA TRANSPILÓRICA CON LASTRE Y MANDRIL (POLIURETANO)

Producto diseñado para pacientes imposibilitados de ingerir alimentos y medicamentos por vía oral. Pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto. Pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con pancreatitis.

Especificaciones

- COD. 398 P
- PM 229-18
- Sonda 100 % poliuretano radiopaco
- Permite la administración de alimentos especialmente preparados para la cavidad intestinal
- Marcada cada 10 cm
- Mandril semi-rígido, facilita la colocación
- Extremo lastrado que facilitan el paso a través del píloro

Presentación

Código	Calibre (FR)	Exterior (mm)	Interior (mm)	Longitud (cm)	Radiopacidad	Orificios	Versión
398-08-P	8,0	2,70	1,50	120	ORX	4	No reinsertable
398-10-P	10,0	3,30	2,00	125	ORX	4	No reinsertable
398-12-P	12,0	4,00	2,50	125	ORX	4	No reinsertable
398-08-P	8,0	2,70	1,50	120	ORX	2	Reinsertable
398-10-P	10,0	3,30	2,00	125	ORX	2	Reinsertable
398-12-P	12,0	4,00	2,50	125	ORX	2	Reinsertable