

SONDA DE ASPIRACIÓN



se utiliza para aspirar de forma segura secreciones de boca, nariz y traqueo - bronquiales en el paciente. se utiliza para realizar aspiración de las secreciones como fluidos bucales, secreciones de la de la orofarínge, la tráquea y los conductos bronquiales, Puede ser utilizado tanto con los tubos endotraqueales o sin ellos.

Sonda transparente provist de una válvula verde, que permite succión intermitente con mínimo de riesgo de contaminación.

Características

- Sonda en material plástico grado médico atóxico transparente
- Provista de una válvula con control manual de la succión que permite succión intermitente con mínimo riesgo de contaminación
- Dos orificios en forma alterna de tamaños adecuados en su parte terminal de manera opuesta para evitar la obstrucción del catéter

Composición

- Plástico (PVC: Cloruro de Polivinilo)
- Grado médico, atóxico
- Libre de latex
- Biocompatible
- Antiadherente
- Vigencia 02 años

Precauciones y restricciones

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido
- Desechar el producto una vez utilizado
- De un solo uso



Presentación

Empacados en unidades estériles