

# SET PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA



Producto diseñado para la administración directa de alimentos a la cavidad gástrica en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto; pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

## Especificaciones

- COD. 355
- PM 229-13
- Sonda 100% Silicona
- Marcación por centímetro.
- Cabeza radiopaca.
- Posee lazo flexible multifilamento que facilita su colocación.
- Fácil manipulación y colocación.
- Colocación menos traumática.
- Pinza: Regla graduada para mayor control en la inserción de guía. Guía de Nitinol. Mayor apertura de lazo.

## Componentes

- 1 sonda gástrica.
- 1 aguja introductora.
- 1 capuchón simple y doble con tapa.
- 1 anillo y clip de fijación.
- 1 escalpelo.
- 1 pinza ergonómica para sujeción.
- 1 campo quirúrgico estéril.
- 1 guía flexible para colocación.

## Presentación

Código	Calibre (FR)	Exterior (mm)	Longitud (cm)
355-24-00	24,0	8,00	90