

BOTÓN GÁSTRICO



Producto diseñado para introducirse en la cavidad gástrica a través de un ostoma estable realizado por técnica quirúrgica. Utilizado para la administración directa de alimentos en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto. Pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y/o pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

Especificaciones

- COD. 350.
- PM 229-13.
- 100% silicona (cabeza radiopaca).
- Válvula antiretorno de silicona.
- Información de longitud y calibre.
- Permite la administración de alimentos naturales directo a la cavidad gástrica.
- No requiere mantenimiento.
- El diseño de la cabeza, evita la extracción accidental.
- El bajo perfil del dispositivo resulta cómodo para las actividades habituales de los pacientes.

Componentes

- 2 tubos de alimentación.
- 2 suplementos de 100% silicona.
- 1 medidor de pared abdominal.
- 1 jeringa tipo Toomey.
- 1 jeringa tipo luer slip.
- 1 mandril para colocación.

Presentación

Código	Calibre (FR)	Exterior (mm)	Longitud (cm)
350-18-24	18,0	6,00	2,40
350-20-24	20,0	6,70	2,40
350-24-24	24,0	8,00	2,40
350-24-34	24,0	8,00	3,40