

MEDIO DE TRANSPORTE AMIES



Se utiliza para recoger, transportar y conservar especímenes microbiológicos. Está formulado para mantener la viabilidad de los microorganismos sin un aumento significativo del crecimiento, siendo no nutritivo, tamponado con fosfato y semisólido.

Medio destinado a la recolección, transporte y conservación de muestras clínicas aptas para exámenes bacteriológicos. Es útil para mantener la viabilidad de gonococos y de otros microorganismos de difícil desarrollo. (garganta, vagina, heridas y piel).

Características

- Hisopo de plástico con punta de rayón.
- La punta de rayón es una fibra orgánica que menos efectos inhibidores tiene en crecimiento bacteriano.
- Tubo de ensayo de polipropileno 12x150mm, para proteger no solo a la muestra, sino también al equipo médico y técnico que lo manipula. Con medio de transporte AMIES.
- El medio amies, es una versión mejorada del stuart, esto aumenta la permeabilidad de las células bacterianas lo que permite que sobrevivan por más tiempo.



Presentación

Empaque por unidad.
Caja de 100 unidades