

ESTILETE PARA INTUBACIÓN



El estilete de Intubación de uno solo uso esta fabricado de aluminio maleable con una funda de plástico de bajo rozamiento para facilitar la inserción de tubos. La punta redondeada totalmente atraumática para reducir al mínimo el riesgo de trauma para el paciente. Desechable para ayudar en el control de infecciones. Se suministra estéril y empaquetados individualmente en envases fáciles de abrir.

Es un estilete maleable con núcleo interno de aluminio, que permite al usuario dar la forma más adecuada al tubo endotraqueal. Esto facilita su inserción y proporcionar un mejor control de la vía aérea

Especificaciones técnica

- Libre de látex
- Estéril
- Almacenamiento en lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C
- Producto descartable para un solo uso. No reutilizar
- Envase bilaminado por una cara polietileno transparente donde se visualiza el insumo y por la otra cara, papel de grado médico que muestra la trazabilidad del producto

Características

- Ayuda a reducir la fricción entre el estilete y el tubo endotraqueal para una fácil inserción y extracción del tubo endotraqueal.
- Punta distal suave para reducir la posibilidad de daño
- La vaina se extiende más allá de la punta para reducir el riesgo de traumatismo si el estilete se extiende más allá de la punta del tubo traqueal



Presentación

Empacados en unidades estériles