

Dren de Penrose



Se utiliza para drenar fluidos biológicos en pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente.

Características

- Caucho látex natural, grado médico, atóxico,
- Atóxico, estéril, apirógeno.
- Tubo en tiras según longitudes.
- Empacados en unidad estéril,
- De un solo uso.

Precauciones

No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vendido. Desechar el producto una vez utilizado.

Condiciones de almacenamiento

En locales cubiertos, protegidos de: Exposición directa a los rayos del sol, lluvia, fuentes de calor, vapores



Presentación

Empacados en unidades estériles
Calibres: 1 - 1/2 - 1/4 - 3/4 - 3/8 - 5/8 - 7/8 x 17"