

CÁNULA DE ALTO FLUJO JUNIOR



Producto diseñado para ser tilizado en oxigenoterapia de alto flujo, para conducir mezcla de aire y oxígeno a través de las narinas a los pacientes. SilFlow esta diseñada para los requisitos de flujo y las características anatómicas de neonatos, lactantes y niños que estén recibiendo una terapia de alto flujo nasal (NHF).

Especificaciones

- COD. 240
- Suave: Producto 100% silicona.
- Diseño ergonómico: Óptimo para evitar necrosis del tabique nasal. Posee Bigotera antirotación con vías comunicadas. Facilita la colocación y minimiza el riesgo de obstrucción de flujo unilateral.
- Cómodo: Proporciona libertad de movimiento. Su sistema de fijación permite una adaptación total a la anatomía del paciente.
- Práctico: La cánula posee conexiones adaptables o compatibles con distintas marcas del mercado. Rápida identificación de medidas por color e iconografía.
- Permite un contacto e interacción más natural con los padres.
- SilFlow posee un amplio rango de medidas y tamaños.

Presentación

| Código | Talla | Paciente (Kg) | Caudal máximo (l/min) | Color |
|--------|-------|---------------|-----------------------|----------|
| 240-S | S | 1 - 4 | 8 | Rojo |
| 240-M | M | 1 - 10 | 10 | Amarillo |
| 240-L | L | 3 - 20 | 20 | Violeta |