


CITOCEPILLO + ESPÁTULA



Cepillo cónico con punta protegida para minimizar traumas en el canal cervical. Para el barrido y la extracción de muestra cervical. Facilita la toma de muestras citológicas al permitir llegar a zonas de difícil acceso sin contaminar la muestra.

Características

- Cerdas en Nylon
- Monofilamento suave de uso clínico hospitalario
- Eje de Alambre de acero inoxidable
- Mango en Poliestireno de alto impacto de uso clínico hospitalario
- Estéril, desechable
- Atoxico, libre de pirógenos.
- Para toma de muestra endocervical y exocervical.
- Hecho con cerdas de Nylon.
- Práctico sistema doble uso
- Mayor rapidez en la toma de muestra
- Forma anatómica

Partes

- Espátula
- Mango
- Citocepillo
- Eje de citocepillo



Presentación

Caja por 50 unidades