

# CÁNULA YANKAUER



CÁNULA YANKAUER, es un catéter hueco con una curva en el extremo distal para facilitar la eliminación de secreciones espesas durante la aspiración faríngea. Aspiración efectiva sin afectar al tejido circundante y una opción de control de vacío manual o no. Transparente, con un lumen interior liso para una aspiración ininterrumpida y un paso rápido del material.

## Características

- Diseñado en plástico PVC con grado médico
- Atóxico, libre de látex
- Biocompatible y antiadherente
- Punta roma atraumática tipo oliva y perforaciones a nivel central y lateral
- Con conector universal
- Esterilizado con gas óxido de etileno

## Precauciones

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido
- Desechar el producto una vez utilizado
- Almacenamiento: Evitar exposición directa a los rayos del sol

## Beneficios

- **Aspiración continua**  
Ojos laterales colocados cerca de la punta para una aspiración continua y sencilla.
- **Control manual de vacío opcional**  
El puerto en el extremo distal del mango permite controlar el nivel de vacío con la punta del dedo / pulgar.
- **Discernibilidad de la oclusión**  
Los bloqueos o la obstrucción se ven fácilmente a través de tubo transparente. El lumen interior liso ayuda a mantener el nivel de aspiración.



## Presentación

Empaque por 1 unidad