

ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA



Producto utilizado en cirugías del sistema nervioso central y de columna su propósito es la absorción y extracción de la sangre y de otros fluidos de la zona operada.

Características

- Color blanco
- Sin olor
- Libre de partículas extrañas y rebabas

Especificaciones

- De polyester prensado con hilo radiopaco
- Poder absorbente: ≤ 30 segundos
- Esterilidad: Estéril
- Esterilización: Vapor presurizado

Detalles del empaque

- Doble empaque individual (sobre de papel grado médico y polietileno de baja densidad)
- Contiene 10 unidades del producto, exento de partículas extrañas, manchas, rebabas y/o aristas cortantes, resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Garantiza la esterilidad e integridad del producto con peel open fácil de abrir.



Presentación

Sobre por 10 unidades