

CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUCTOR PELABLE



Producto diseñado para la administración de nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares, infusión de drogas vasoactivas, soluciones intravenosas, en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado, pacientes con enterocolitis necrotizante (NEC), pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías que requieran ayunos prolongados, pacientes con alteraciones metabólicas.

Especificaciones

- COD. 650-S
- PM 229-24
- Catéter 100% silicona radiopaca, numerado cada 1 cm
- Mayor durabilidad y menor frecuencia de recambio
- Menor costo por día de internación
- Su diámetro interior asegura el volumen del líquido requerido para el paciente
- Permite la administración de soluciones hiperosmolares
- Capuchon de silicona que no lesiona la piel y se adapta a la superficie de fijación

Componentes

- Cinta métrica descartable,
- Pinza metálica estéril,
- Lazo hemostático estéril de silicona,
- Introduccion pelable,
- Prolongador
- Conector needle-free

Presentación

Código	Calibre (FR)	Exterior x Interior (mm)	Longitud (cm)	Flujo (ml/min)
650-19-20-S	1,9	0,28 x 0,60	20	4,5
650-19-50-S	1,9	0,28 x 0,60	50	2,0