

SONDA DE ALIMENTACIÓN



Se utiliza para la administración de alimentos en forma líquida en algunos casos de pacientes que lo requieran.

Sonda transparente de 40 cm, provista de un embudo azul con tapa. Extremo inferior cerrado con dos orificios en forma alterna de tamaño adecuado, con marcaciones de tinta indeleble que indica el nivel de introducción de la sonda.

Características

- Plástico (PVC: Cloruro de polivinilo)
- Libre de látex, biocompatible, antiadherente
- Estérilizado con gas oxido de etileno
- Atóxico, estéril, apirógeno
- El embudo protege el lumen de ser contaminado y permite la medición del residuo gástrico mediante la conexión a jeringas Luer-lock.

Recomendaciones de uso

Se inserta a través de la boca o las fosas nasales para facilitar la alimentación de los pacientes que requieran nutrición.

Precauciones

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido
- Desechar el producto una vez utilizado
- Almacenar en un lugar fresco.
- No exponer a los rayos solares.



Presentación

Empacados en unidades estériles