



UNIMEDIC[®]
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

Apósito de alginato cálcico – Askina Sorb



Askina[®] Sorb es un apósito primario estéril con una estructura de fibras que contienen Alginato de Calcio y Carboximetilcelulosa (CMC). Fórmula original que proporciona una óptima conformación, absorción y formación de gel al entrar en contacto con el exudado de la lesión

Indicaciones de uso

Askina Sorb está indicado para el tratamiento de una amplia gama de lesiones de profundidad parcial o total, como úlceras por decúbito, úlceras arteriales y o venosas, úlceras en pies diabéticos, que presenten un nivel de exudado de moderado a alto.

Aplicaciones

Askina Sorb es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales. Askina Sorb puede dejarse colocado durante varios días, dependiendo de la cantidad de exudado siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso hay que realizar el cambio de apósito.

Contraindicaciones

El alginato cálcico es un producto obtenido a partir de la liofilización de algas pardas marinas permitiendo obtener rendimientos óptimos en cuanto a adaptación, absorción y formación de gel. A través de un intercambio iónico con el exudado de la lesión, las fibras de alginato y la carboximetilcelulosa reaccionan con el exudado de la lesión formando un gel que crea un ambiente húmedo adecuado para la regeneración de los tejidos.



Presentación

Medidas: 6x6 / 10x10 / 15x15
Caja por 15 unidades