

# Aguja de Biopsia Chiba

La aguja de biopsia GEOTEK Chiba es una aguja de aspiración universal con marcas de profundidad, tapón y marcador ecogénico colocados en el punta distal.

## Indicaciones de uso

Utilizado principalmente para citología y amniótico procedimientos líquidos, succiones de quistes e inyecciones de alcohol.

## Características

- Marcado de centímetros
- Codificado por colores
- Punta ecogénica
- Esterilizado con óxido de etileno.

Proteger de la luz solar. No pirogénico.

## Precauciones

- No intente limpiar o reesterilizar este producto.
- No use el dispositivo bajo resonancia magnética.
- Después de su uso, este producto puede ser un riesgo biológico potencial.
- Si el paquete está dañado o abierto, no use los productos.



## Presentación

Medidas: 18G, 20G, 22G