

SONDA NASOGÁSTRICA



Producto diseñado para la administración de alimentos en pacientes imposibilitados de ingerirlos por vía oral. Vaciado/lavado gástrico en pacientes con intoxicaciones por ingestión de alimentos o medicamentos. Recolección de muestra con fines de diagnóstico.

Especificaciones

- COD. 391/92
- PM 229-16
- 100% silicona transparente con línea radiopaca
- Extremo cerrado y redondeado
- Versión con tapa (cód. 392 Pediátrico)
- Marcada a los 20, 30 , 40 y 50 cm
- No produce lesiones por presión
- Mayor comodidad para el paciente
- No produce dolor por rozamiento durante su colocación
- Menor riesgo de obstrucción por acodamiento o acumulación de solutos

Presentación

PEDIÁTRICO / 2 perforaciones laterales				
Código	Calibre (FR)	Exterior (mm)	Interior (mm)	Longitud (cm)
392-04	4,0	1,40	0,75	45
392-06	6,0	2,00	1,00	45
392-07	7,0	2,30	1,25	105
392-09	9,0	3,00	1,75	105

ADULTO / 4 perforaciones laterales				
Código	Calibre (FR)	Exterior (mm)	Interior (mm)	Longitud (cm)
391-10	10,0	3,30	2,00	125
391-12	12,0	4,00	2,50	125
391-14	14,0	4,70	3,00	125
391-16	16,0	5,30	3,50	125
391-18	18,0	6,00	4,00	125