


# EQUIPO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL



Catéter Venoso Central de Poliuretano con recubrimiento antimicrobiano: Sulfadiazina de plata y clorhexidina (propiedad única de Arrow Internacional) guía punta en J, técnica de inserción Seldinger modificada.

## Componentes

- 1 Catéter de tres lumen, 7 Fr. x 20 cm (8") de longitud, de poliuretano radiopaco con punta flexible Blue FlexTip, tres pinzas deslizables sobre líneas de extensión y dos capsulas con sitio de inyección.
- 1 Alambre Guía flexible de 0.81mm (0.32") x 60 cm (23 5/8") con un extremo recto y otro en "J" dentro de una funda protectora con avanzador Arrow
- 1 Aguja XTW de 18 Ga. x 6.35 a 7.20 cm
- 1 Sonda de transducción de presión
- 1 Jeringa de 5 CC Arrow Raulerson permite introducir el Alambre Guía y evita la extravasación de sangre
- 1 Dilatador de vasos
- 1 Pinza de sujeción ajustable

## Beneficios

- Menos traumático para el paciente.
- Mayor facilidad de inserción.
- Menor costo.
- Radiopaco: Permite la colocación exacta del catéter durante todo el tiempo de hospitalización del paciente.
- El poliuretano es biocompatible, maleable, trombo resistente, resistente a muchos químicos, resistencia al acodamiento, se ablanda in situ.

## Indicaciones de uso

Antes de usar el dispositivo lea todas las advertencias, precauciones e instrucciones en el paquete. El no hacerlo, puede tener consecuencias de lesiones graves para el paciente o la muerte.



## Presentación

Kit de 8 piezas