

MÁSCARA DE OXÍGENO SIMPLE



Son máscaras de bajo flujo. La misma máscara actúa como reservorio y en ella se mezcla el oxígeno con el dióxido de carbono exhalado por el paciente y con el aire del ambiente a través de los agujeros laterales.

Función: Casos de Hipoxia / Oxigenoterapia

Características

- Empaque individual de rápida apertura manual.
- Aséptica o Estéril según requerimiento.
- De forma anatómica con bordes atraumáticos.
- Perfecta adaptación a la cara del usuario.
- Clip metálico ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico ajustable a la cabeza.
- Fabricado en PVC atóxico transparente y flexible.
- Hipoalergénico.
- Conexión hermética adaptable de la máscara al balón de oxígeno.
- Válvula central de flujo y válvulas laterales.

Componentes

- 01 Máscara
- 01 Manguera conectora
- 01 Acople para máscara de oxígeno



Presentación

Empaque por 1 unidad
Adulto, Pediátrico y Neonatal