

Apósito Hidrocoloide – Askina Hydro



Askina[®] Hydro es un nuevo apósito para heridas adaptable, con una capacidad particularmente fuerte a largo plazo absorción y excelente resistencia cohesiva, con menos riesgo de que queden residuos en el lecho de la herida. Esta compuesto por una capa hidrocoloide y un fino material de soporte de espuma de poliuretano. Contiene particules cáscara de psyllium que refuerzan la capacidad de absorción, se unen las bacterias de la herida y reduce el mal olor.

Indicaciones

Las úlceras por presión, úlceras venosas de las piernas, úlceras arteriales en las piernas, zonas donantes, abrasiones, primero y quemaduras de 2^o grado

Contraindicaciones

Askina[®] Hydro no debe ser utilizado en:

- Las úlceras causadas por infecciones crónicas (tuberculosis, infecciones micóticas profundas, sífilis)
- Etapa arteriopatía IV
- Mordeduras y quemaduras de 3er grado
- Las heridas que presenten signos clínicos de infección (temperatura, pus, signos inflamatorios) deben ser tratados bajo control médico antes de usar Askina[®] Hydro se pueden reanudar.

Ventajas

- Alta fuerza de cohesión del gel
- No deja residuos de vestidor en el lecho de la herida
- Extremadamente bajo riesgo de «fundir» y las fugas
- Un mayor tiempo de desgaste



Presentación

Medidas: 10x10 / 15x15 / 20x20