

PANTALÓN DESCARTABLE



El pantalón descartable, excelente barrera de resistencia a líquidos y fluido corporales en todas las direcciones, ayudando a evitar los riesgos de infección. El diseño garantiza un buen movimiento y no limita el desarrollo de actividades en el trabajo.

Material

- Celulosa no tejida o tela no tejida de polipropileno con proceso SSMMS
- Repelente a líquidos y fluidos corporales en ambos lados del material.
- Biodegradables
- No despeluza, hipoalergénico, no inflamable
- Color azul hielo médico
- Gramaje 30 - 40 gramos

Empaque

- Empaque individual en bolsa polietileno
- Apertura fácil de abrir
- Resistente a la manipulación, almacenaje y transporte
- Garantiza las propiedades físicas e integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes

Características

- Bolsillo en la parte superior derecha, posterior
- No se deteriora durante su uso (no pierde sus propiedades y características físicas)
- Resistente al desgarre
- No citotóxico. No irritante
- Tela no tejida, no transparente



Presentación

Empacado en unidad