



UNIMEDIC
UNIVERSO MÉDICO PERUANO

JERINGA ESTÉRIL



Dispositivo de uso médico de material plástico, estéril, constituido por un cilindro transparente dentro del cual acciona un embolo que se encuentra ensamblado con un pistón.

El cilindro termina en un cono de acoplamiento universal el cual se puede conectar con una aguja. Presenta una línea de graduación con escala de acuerdo a la capacidad de la jeringa.

Instrumento para introducir líquidos en conductos, cavidades o tejidos orgánicos o extraerlos del cuerpo, en especial para poner inyecciones.

Características

- No hay fugas por el pistón o el sello en reducción de presión gradual
- No presenta separación del pistón con el embolo
- Sin restos plásticos o defectos en los bordes; superficie clara, cubierta transparente

Precauciones

- No tóxico
- No pirógenos
- No usar si previamente se abrió o dañó
- No almacenar a temperaturas extremas
- Usar una vez y desechar
- Esterilizado con óxido de etileno



Presentación

Caja por 100 unidades