

MANGA DE POLIETILENO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA



La cirugía laparoscópica requiere múltiples instrumentos que están en contacto directo con la cavidad abdominal, entre ellos las pinzas, el laparoscopio, pantalla de visualización y trocares entre otros.

La manga para cirugía laparoscópica es un dispositivo que se coloca en el cabezal de la cámara y cubre los tubos/cables ante la exposición a fluidos biológicos durante el procedimiento quirúrgico.

MediSleeve ha sido diseñada especialmente para uso en laparoscopia, fabricada en polietileno estéril de bajo peso, lo que la hace flexible pero resistente a la manipulación.

Características

- Sobre individual grado médico (polímetro transparente / papel resistente)
- Con indicador de esterilización en los bordes para procesos a vapor y por gas de óxido de etileno.
- Apertura peel open, garantiza la esterilidad e integridad del producto, resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Estéril, no tóxico



Presentación

Empaque por unidad