

Cateter venoso central - Certofix Duo



Equipo para la cateterización de la vena cava superior mediante la técnica Seldinger según diferentes abordajes (yugular, subclavia) y con posibilidad del control de la posición de la punta del catéter a tiempo real mediante derivación del ECG intraauricular a través de la guía de Seldinger.

Características

Catéter de dos luces:

- Fabricado en Poliuretano Certón (PUR)
- Diámetro externo 7F
- Punta blanda (soft-tip)
- Radioopaco
- Distal 16 G; proximal 16 G
- Con válvulas sin aguja Safsite[®]
- Marcas de longitud
- Líneas de infusión con pinzas deslizantes (clamps de distinto color) para el cierre de la mismas y detención de la infusión
- Fijación óptima con aletas de fijación integradas en todas las longitudes y aletas móviles adicionales en las longitudes de 20 y 30 cm



Presentación

Calibres desde G-24 a G-14.
Caja por 50 unidades