

VENDAS ELÁSTICAS



La venda elástica brinda una compresión uniforme y suave sobre el tejido que rodea una lesión, para disminuir el dolor y la inflamación. La venda elástica también brinda sostén a una zona lesionada. Fabricada bajo certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), permite una adecuada protección a la zona afectada gracias a su conveniente elasticidad y ajuste perfecto. Su presentación en color blanco es libre de defectos en su apariencia.

Especificaciones

- **Aspecto:** Tejido uniforme de color blanco, libre de defectos que afecten su apariencia.
- **Composición:**
Urdimbre: Filamento continuo de poliéster con hilos de elastómero de caucho, color blanco.
Trama: Hilos de algodón y poliéster.

Condiciones de almacenamiento

- El producto debe ser almacenado a una temperatura ambiente
- Colocados en parihuelas.
- Evitar la luz solar.

Indicaciones de uso

- Inmovilizar extremidades u otras partes lesionadas del cuerpo.
- Controlar edema o inflamación.
- Vendajes quirúrgicos, protectores y de rehabilitación.

Presentación

Bolsa por unidad



2" x 5 yardas / 3" x 5 yardas / 4" x 5 yardas
5" x 5 yardas / 6" x 5 yardas / 8" x 5 yardas
10" x 5 yardas / 12" x 5 yardas