

CHAQUETA DESCARTABLE



Chaqueta descartable ligera y liviana, con alta resistencia al paso de líquidos gracias a su gran capacidad de absorción y repelencia. Posee gran suavidad, no genera hilachas ni pelusas.

Material

- Celulosa no tejida o tela no tejida de polipropileno con proceso SSMMS
- Repelente a líquidos y fluidos corporales en ambos lados del material.
- Biodegradables
- No despeluza, hipoalergénico, no inflamable
- Color azul hielo médico
- Gramaje 30 - 40 gramos

Empaque

- Empaque individual en bolsa polietileno
- Apertura fácil de abrir
- Resistente a la manipulación, almacenaje y transporte
- Garantiza las propiedades físicas e integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes

Características

- Escote en V
- Mangas cortas
- Con aberturas a cada lado
- Bolsillos en la parte inferior delantera
- Resistente al desgarre
- No citotóxico. No irritante



Presentación

Empacado en unidad