

# MANDIL DESCARTABLE

Los mandiles descartables brindan a los usuarios protección contra macropartículas que se adhieren a la piel. Resistente a partículas sólidas, repelente a salpicaduras. Ideal para protegerse de partículas suspendidas en el aire además de ser repelente a líquidos y fluidos, así como permeable al aire,

## Material

- Celulosa no tejida o tela no tejida de polipropileno con proceso SSMMS
- Repelente a líquidos y fluidos corporales en ambos lados del material.
- Biodegradables
- No despeluza, hipoalergénico, no inflamable
- Color azul hielo médico
- Gramaje 30 - 40 gramos

## Empaque

- Empaque individual en bolsa polietileno
- Apertura fácil de abrir
- Resistente a la manipulación, almacenaje y transporte
- Garantiza las propiedades físicas e integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes



## Características

- Condición biológica: aséptico
- Delantero y espalda en una sola pieza reforzado
- Abertura en la espalda con doble amarre interno y externo
- Cuello redondo bordeado
- Manga con costura reforzada
- Puños tejidos de algodón dobles elásticos de punto resistente, sin costuras (RIBB), ligeras, suaves que no guarden calor
- Filtración contra microorganismos, protegiendo en todo momento la bioseguridad del usuario
- Resistente al desgarre
- No citotóxico. No irritante
- Tela no tejida, no transparente



## Presentación

Empacado en unidad